

LMF BIOKIMICA s.p.a. Prodotti chimici per l'industria conciaria sede legale: Via F. Magellano 12-14-16 Laboratorio e Uffici: Via Magellano 10/A-B 56029 Santa Croce Sull' Arno (PI) ITALY Tel. 0571 3621 (centralino) – 366711 (ordini) Fax 0571 33396 – 367507 (Estero & Contabilità) e-mail: info@Imfbiokimica.it

C.F. e .P.I. 00292990504 C.C.I.A.A. Pisa REA n. 64862 Reg.Imp.Sez.Ord. n.00292990504 Cod.Mecc. PI 005317 Cap.Soc. € 1.040.000 i.v.

## COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

## **TECHNICAL INFORMATION**

PRODUCT	LMF IRIDE HEAVY (series)
DESCRIPTION	Polyester transfer film with no metal iridescent polymers Thickness 33 $\mu$
FIELD OF USE	Transfer film for finishing of textiles, leather and leatherette
GUIDELINES FOR APPLICATION	It's recommended to apply an adhesive substrate. After putting the film in contact with the support with thermoadhesive resin, making sure that no wrinkles are formed, we proceed with the application on rotary press or flat press
	Printing temperature: 120-140°C
	Pressure: medium/high
	Time: 2-6 second
	These conditions represent an indication of use and depict the parameters tested in our company. These parameters may change depending on the characteristics of your transfer machine and the support material
CHARACTERISTIC	Films are particularly suitable for the finishing of leather for upholstery , and leather goods in general. There are two colour (blue and pink) in shining version.
INFORMATION	Length of rolls: 50, 100 m Height: 140 cm Packaging: cylindrical fibreboard roll or fibreboard box.
	<u>Storage</u> : stored for a maximum of 12 months at temperature between 5°C and 35°C, protect from moisture and direct sunlight .

This release is simply not binding for future reference, we can not therefore offer any sort of warranty and assume no responsibility for the successful application using this information. Please adapt all data on our products to existing conditions and the support material used

Update: 30/06/2014